



SONDA LUNGA FLESSIBILE MD SCOPE 300 x diam. 5,2 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32169

EAN / GTIN 8023279321692

Confezione 1

ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: Sonda lunga flessibile 300 x Ø 5.2 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

8023279321692

CODICE GEF

32169



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697