



Videoscopio MD Scope MS102 Pack Deluxe Zipper

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32170

EAN / GTIN 4719884250383

Confezione 1

PACK DELUXE MS102 - 2 sonde Videoscopio con: - 2 sonde 47 (Ø 4,2 mm)/150 - 12 speculum monouso - Batteria interna Li-ion - borsa per trasporto 35x15,4x8 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO SONDE	EAN	CONFEZIONE
32170	2 sonde	4719884250383	1
32171	4 sonde	4719884250390	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

4719884250383

CODICE GEF

32170



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697