



# Videoscopio Md Scope Ms102 Pack Deluxe Zipper 4 Sonde

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32171

EAN / GTIN 4719884250390

Confezione 1

PACK DELUXE MS102 - 4 sonde Videoscopio con - 4 sonde 47 (Ø 4,2 mm)/75/150/300 mm - chiavetta USB - set cavi: USB, RCA, adattatore chiavetta - 12 speculum monouso

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

4719884250390

CODICE GEF

32171



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697