



# SPECULUM IN SILICONE RIUTILIZZABILI 4,2 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32173**

EAN / GTIN **8023279321739**

Confezione **1**

ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: Speculum riutilizzabile in silicone Ø 4.2 mm per cod. 32166 - conf. da 24

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12021009**

EAN / GTIN

**8023279321739**

CODICE GEF

**32173**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697