



BASE DA TAVOLO PER MD SCOPE

Codice GEF (SKU) **32175**

EAN / GTIN **8023279321753**

Confezione **1**

Base di ricarica per videotoscopio MS101

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279321753

CODICE GEF

32175



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697