



SET CAVETTI (USB, RCA ed adattatore)

Codice GEF (SKU) 32176

EAN / GTIN 8023279321760

Confezione 1

Set cavi (Cavo USB e RCA + adattatore) per vecchi MS101 (32160-2)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279321760

CODICE GEF

32176



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697