



Dermatoscopio A Led Polarizzati+Uv+Bianchi Mic Wi Fi & Usb 5 Mpixel

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU)	32177
EAN / GTIN	8050713880132
Confezione	1

DERMATOSCOPIO DIGITALE WI-FI - USB A LED POLARIZZATI + UV + BIANCHI con software Dermatoscopio con filtro polarizzato; dispositivo digitale palmare a colori molto innovativo con trasmissione USB e WI-FI. Adatto per pelle e cuoio capelluto. Piccolo, semplice da usare e portatile. 3 tipi di luce: LED bianchi, LED UV e LED polarizzati bianchi. Ingrandimento: 60x e 200x con anello spaziatore 7 mm o cappuccio chiuso 30x con tubo trasparente. RDM 2017/745/UE - Dispositivo Medico Classe I Caratteristiche tecniche Funzionamento continuo Fotocamera CMOS a colori 1/2,5" LED 4 bianchi, 4 UV e 4 polarizzati, regolabili Obiettivi obiettivo per microscopio ad alta definizione Risoluzione 1,3 Mpixel Freq. fotogrammi 15 fotogrammi/sec. Formato immagine bmp, jpg USB USB 2.0, 2 mt Batteria Li-ion Tempo funzionam. 2 ore Alimentazione CC 5,0 V/1A Consumo Max 2,5 W Dimensioni - peso 36x142 mm - 88 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento: continuo
- Fotocamera: CMOS a colori 1/2,5"
- LED: 4 bianchi, 4 UV e 4 polarizzati, regolabili
- Obiettivi: obiettivo per microscopio ad alta definizione
- Risoluzione: 1,3 Mpixel
- Freq. fotogrammi: 15 fotogrammi/sec.
- Formato immagine: bmp, jpg
- USB: USB 2.0, 2 mt
- Batteria: Li-ion
- Tempo funzionam.: 2 ore
- Alimentazione: CC 5,0 V/1A
- Consumo: Max 2,5 W
- Dimensioni - peso: 36x142 mm - 88 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12040118ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

EAN / GTIN

8050713880132

CODICE GEF

32177



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it