



## IRIDOSCOPIO MIC Wi-Fi & USB con software e base di appoggio

Codice GEF (SKU) 32179

EAN / GTIN 8050713880781

Confezione 1

IRIDOSCOPIO DIGITALE WI-FI con software e base di appoggio  
Iridoscopio digitale a colori, palmare e innovativo, con trasmissione wireless Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile. 2 LED bianchi regolabili e 2 LED gialli regolabili. Utilizzabile con tutti i principali smartphone, tablet e PC. Software di iridologia professionale (solo modalità USB) compatibile con Windows 7, 8, 10, 11, in GB, IT. Risoluzione: 5 Mpixel (solo modalità USB)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingrandimento: 30x
- Fotocamera: CMOS 1/2,7"
- Sorgente luce: 2 LED bianchi e 2 LED gialli
- Sistema LED: 3,2 V/20 ma
- Risoluzione: 5 Mpixel in modalità USB
- Obiettivo: obiettivo per microscopio ad alta definizione
- Freq. fotogrammi: 15 fotogrammi/sec (1280x1024), 30 fotogrammi/sec (640x480) 320x240
- Alimentazione: batteria Li-ion, CC 5,0V/1A
- Tempo funzionamento: 2 ore di funzionamento continuo a piena carica
- Consumo: 2,5 W
- Dimensioni - peso: Ø 36x142 mm - 88 g

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8050713880781

CODICE GEF

32179



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697