



## Videoscopio Wi Fi & Usb

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32180

EAN / GTIN 8023279321807

Confezione 1

Otoscopio digitale a colori maneggevole e innovativo a trasmissione Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile. Compatibile con gli smartphone, i tablet e e i PC delle maggiori marche. Caratteristiche tecniche Sistema operativo Windows (7, 10), MAC (OS X 10.7 e successivi), iOS, Android Risoluzione foto e video 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240 Frequenza fotogrammi 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240 Distanza trasmissione fino a 5 m Consumi Wi-Fi max 2,5 W Batteria Li-ion - Durata funzionamento continuativo circa 2 ore - Tempo carica totale circa 2 ore Alimentazione DC 5.0 V / 1A Dimensione Ø36 x 142 mm peso 88 g Videocamera Sensore videocamera CMOS 1/4" Caratteristiche ottiche - Esposizione Auto - Bilanciamento del bianco Auto - Gamma Auto - Livello del nero Auto Otoscopio Ingrandimento 20 X Campo di messa a fuoco 8-60 mm Distanza oggetto 1-160 mm Fonte di luce 4 LED bianchi regolabili Lente Lente microscopio ad alta definizione Interfaccia software

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema operativo: Windows (7, 10), MAC (OS X 10.7 e successivi), iOS, Android
- Risoluzione foto e video: 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
- Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240
- Distanza trasmissione: fino a 5 m
- Consumi Wi-Fi: max 2,5 W
- Batteria Li-ion:
- Durata funzionamento continuativo: circa 2 ore
- Tempo carica totale: circa 2 ore
- Alimentazione: DC 5.0 V / 1A
- Dimensione: Ø36 x 142 mm
- peso: 88 g
- Videocamera
- Sensore videocamera: CMOS 1/4"
- Caratteristiche ottiche:
- Esposizione: Auto
- Bilanciamento del bianco: Auto
- Gamma: Auto
- Livello del nero: Auto
- Otoscopio

- Ingrandimento: 20 X
- Campo di messa a fuoco: 8-60 mm
- Distanza oggetto: 1-160 mm
- Fonte di luce: 4 LED bianchi regolabili
- Lente: Lente microscopio ad alta definizione
- Interfaccia software
- App Mic-Fi per sistemi Android e iOS e Mic-Fi software per PC e MAC

#### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12021009**

EAN / GTIN

**8023279321807**

CODICE GEF

**32180**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)