



Dermatoscopio Polarizzato Mic Wi Fi & Usb

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32181

EAN / GTIN 8023279321814

Confezione 1

DERMATOSCOPIO Wi-Fi con filtro polarizzato Una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori: dermatoscopio con filtro polarizzato, capillaroscopio e iridoscopio a trasmissione Wi-Fi.

Maneggevoli, facili da utilizzare, leggeri e portatili. Compatibili con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche. Software di base per acquisire foto e video. Applicazioni Google/Apple incluse.

Caratteristiche tecniche Sistema operativo Windows (7, 10, 11), OS X, iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB) Risoluzione foto e video 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240

Frequenza fotogrammi 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240

CARATTERISTICHE DERMATOSCOPIO Ingrandimento da 5X a 200X

Sorgente di luce 8 LED bianchi regolabili Lente Lente microscopio ad alta definizione Distanza trasmissione Wi-Fi Fino a 5 m Consumo Max 2,5 W Batteria Li-ion Funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore Alimentazione - Dimensione - Peso CC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g

VIDEOCAMERA Sensore videocamera CMOS 1/4"

Caratteristiche ottiche Esposizione Auto, Gamma: Auto, Bilanciamento del bianco: Auto, Livello del nero: Auto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema operativo Windows (7, 10, 11), OS X, iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)
- Risoluzione foto e video 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
- Frequenza fotogrammi 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240
- CARATTERISTICHE DERMATOSCOPIO
- Ingrandimento: da 5X a 200X
- Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili
- Lente: Lente microscopio ad alta definizione
- Distanza trasmissione Wi-Fi Fino a 5 m
- Consumo Max 2,5 W
- Batteria Li-ion Funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore
- Alimentazione - Dimensione - Peso: CC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g
- VIDEOCAMERA
- Sensore videocamera CMOS 1/4"
- Caratteristiche ottiche Esposizione: Auto, Gamma: Auto, Bilanciamento del bianco: Auto, Livello del nero: Auto

CLASSE DM

I

CND

Z12040118

EAN / GTIN

8023279321814

CODICE GEF

32181



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it