



IRIDOSCOPIO MIC Wi-Fi & USB

Codice GEF (SKU) **32184**

EAN / GTIN **8023279321845**

Confezione **1**

IRIDOSCOPIO Wi-Fi Scansione iride Una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori: dermatoscopio con filtro polarizzato, capillaroscopio e iridoscopio a trasmissione Wi-Fi. Maneggevoli, facili da utilizzare, leggeri e portatili. Compatibili con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche. Software di base per acquisire foto e video. Applicazioni Google/Apple incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARATTERISTICHE IRIDOSCOPIO
- Ingrandimento: 30X
- Sorgente di luce: 2 LED bianchi regolabili + 2 LED gialli regolabili
- Lente: Lente microscopio ad alta definizione
- Sistema operativo Windows (7, 10, 11), OS X, iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)
- Risoluzione foto e video 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
- Frequenza fotogrammi 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240
- Distanza trasmissione Wi-Fi Fino a 5 m
- Consumo Max 2,5 W
- Batteria Li-ion Funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore
- Alimentazione - Dimensione - Peso: CC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g
- VIDEOCAMERA
- Sensore videocamera CMOS 1/4"
- Caratteristiche ottiche Esposizione: Auto, Gamma: Auto, Bilanciamento del bianco: Auto, Livello del nero: Auto

EAN / GTIN

8023279321845

CODICE GEF

32184



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it