



TELECAMERA MIC Wi-Fi PER MICRO/ENDO

Codice GEF (SKU) 32185

EAN / GTIN 0806808145246

Confezione 1

TELECAMERA MICFIEYE - WI-FI/USB (PASSO C) MICFIEYE è una fotocamera Wi-Fi con passo C e permette di digitalizzare l'immagine su tablet, smartphone e PC utilizzando applicazioni e software dedicati. Con un adattatore, MICFIEYE è compatibile con tutti i dispositivi ottici quali microscopi, endoscopi, boroscopi, fibroscopi, lenti passo C, ecc. La telecamera viene fornita con cavo USB (1,2 m), adattatore CA USB, manuale utente (GB, IT, FR, ES, DE). Il software può essere scaricato gratuitamente dal sito internet.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo fotocamera: Fotocamera a colori CMOS, risoluzione 1,3 MP
- Sensore: 1/4 Imax CMOS
- Pixel immagini: 320x240, 640x480, 1280x1024
- Obiettivo standard: CCTV passo C-CS
- Caratteristiche ottiche automatiche: Correzione Gamma, esposizione, bilanciamento del bianco, punto del nero, diminuzione dello sfarfallio, identificazione difetti, saturazione del colore
- Tasto istantanea: presente per modalità wi-fi e usb
- Dimensioni: Ø 36x75 mm
- Portata Wi-Fi: ≈5 m
- Risoluzione video: 1,3 MP, 320x240, 640x480, 1280x1024
- Intervallo frequenza: 2.400-24.835 GHz
- Batteria Li-Ion: funzionamento continuo circa 2,5 ore
- Alimentazione: 5 V / 1 A o USB
- Sistema operativo supportato: iOS / Android / Windows / Mac
- Caratteristiche del software: Cattura immagini, registrazione video, calibrazione e misurazione

EAN / GTIN

0806808145246

CODICE GEF

32185



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it