



Speculum Auricolari Monouso Diametro 3,5mm - Neri - per 32180

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **32188**

EAN / GTIN **0806808145468**

Confezione **conf. 100 pz.**

Speculum auricolari monouso neri, Ø 3,5 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

0806808145468

CODICE GEF

32188



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697