



# Speculum Auricolari Monouso Diametro 4,3mm - Neri - per 32180

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **32189**

EAN / GTIN **0806808145475**

Confezione **conf. 100 pz.**

Speculum auricolari monouso neri, Ø 4,3 mm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Q030499**

EAN / GTIN

**0806808145475**

CODICE GEF

**32189**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697