



Batterie Acustica Rayovac 10

Codice GEF (SKU) 32223

Batterie Zinco-Aria Rayovac per apparecchi acustici • Modello: RAYOVAC 10 • ZINCO-ARIA • Senza mercurio • Blister da 6 batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batterie Zinco-Aria Rayovac per apparecchi acustici
- Modello: RAYOVAC 10
- ZINCO-ARIA
- Senza mercurio
- Blister da 6 batterie

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32223



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697