



## Littmann Classic III - 5646 - Rame

Codice GEF (SKU) **32234**

EAN / GTIN **00707387815233**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION •  
Codice 3M: 5646 • Colore: nero - rame • Lunghezza: 69 cm • Ø  
padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™  
offrono una elevata

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
- Codice 3M: 5646
- Colore: nero - rame
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387815233**

CODICE GEF

**32234**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697