



CARICABATTERIE UNIVERSALE

Codice GEF (SKU) **32237**

EAN / GTIN **4008496054671**

Confezione **1**

Caricabatterie universale - Fornito senza batterie Alimentazione: 100-240 V Misure mm: 180x240x58 Peso g: 330 Utilizzabile con: AAA, AA, C, D, 9 V Tempo di ricarica: 4,5 h Adattatore 12V+USB: si (Include cavo USB tipo C ingresso di ricarica 5V/1A)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4008496054671

CODICE GEF

32237



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697