



CARICABATTERIE VARTA per batterie ricaricabili AA ed AAA

Codice GEF (SKU) **32238**

EAN / GTIN **4008496641352**

Confezione **1**

Caricabatterie LCD Varta, può essere utilizzato con pile di differenti marche. • Alimentazione: 100-240 V • Dimensioni: 72 x 116 x 32 mm • Peso: 170 g • Utilizzabile con i seguenti modelli di batterie: AAA, AA • Tempo di ricarica: 2 h • Adattatore 12V + USB Fornito senza batterie.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4008496641352

CODICE GEF

32238



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697