



Littmann Classic III - 5863 - Finitura Specchio - Blu Navy

Codice GEF (SKU) 32245

EAN / GTIN 00707387790325

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III • Codice 3M: 5863 • Colore: blu navy con finiture a specchio • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una ele

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III
- Codice 3M: 5863
- Colore: blu navy con finiture a specchio
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387790325

CODICE GEF

32245



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697