



Stetoscopio Erka Finesse Light - Blu Navy 520 000 20

Codice GEF (SKU) 32251

STETOSCOPI ERKA FINESSE FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm Codice ERKA: 520 000 20 Finesse light - blu navy Lunghezza tubo 55 cm Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica. Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze. CARATTERISTICHE Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti. La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale. Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore. L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente. Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI ERKA FINESSE
- FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm
- Codice ERKA: 520 000 20
- Finesse light - blu navy
- Lunghezza tubo 55 cm
- Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.
- Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.
- CARATTERISTICHE
- Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.
- La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.
- Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.
- L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.
- Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo
- Made in Germany.

CODICE GEF

32251



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it