



Stetoscopio Erka Finesse - Pediatrico - Azzurro 549 000 25

Codice GEF (SKU) 32257

STETOSCOPI ERKA FINESSE FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm Codice ERKA: 549 000 25 Finesse pediatrico - azzurro Lunghezza tubo 55 cm Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica. Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze. CARATTERISTICHE Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti. La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente. La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale. Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo. Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio. Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore. L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente. Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI ERKA FINESSE
- FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm
- Codice ERKA: 549 000 25
- Finesse pediatrico - azzurro
- Lunghezza tubo 55 cm
- Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.
- Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.
- CARATTERISTICHE
- Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.
- La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.
- La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.
- Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.
- Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.
- Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.
- L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.
- Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo
- Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

32257



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it