



## Stetoscopio Erka Finesse 2 - Pediatrico - Rosa 536 000 35

Codice GEF (SKU) 32271

STETOSCOPI ERKA FINESSE2 FINESSE2 PEDIATRICO - testa Ø 30/21,3 mm Codice ERKA: 536 000 35 Finesse2 pediatrico - rosa Lunghezza tubo 55 cm Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza. La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli. CARATTERISTICHE Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti. La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente. La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale. Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo. Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio. Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore. L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente. Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo Made in Germany.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI ERKA FINESSE2
- FINESSE2 PEDIATRICO - testa Ø 30/21,3 mm
- Codice ERKA: 536 000 35
- Finesse2 pediatrico - rosa
- Lunghezza tubo 55 cm
- Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza.
- La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.
- CARATTERISTICHE
- Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.
- La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.
- La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.
- Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.
- Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.
- Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un'eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.
- L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.
- Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo
- Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**32271**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)