



## Littmann Classic III

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32290

EAN / GTIN 00707387789619

Confezione 1

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III • Codice 3M: 5620 • Colore: nero • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

00707387789619

CODICE GEF

32290



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697