



Littmann Classic III - 5648 - Lampone

Codice GEF (SKU) 32292

EAN / GTIN 00707387802011

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III • Codice 3M: 5648 •
Colore: lampone • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli
stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità
acustica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III
- Codice 3M: 5648
- Colore: lampone
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387802011

CODICE GEF

32292



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697