



Littmann Classic III - 5621

Codice GEF (SKU) **32299**

EAN / GTIN **00707387789626**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III • Codice 3M: 5621 •
Colore: grigio • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli
stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità
acustica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III
- Codice 3M: 5621
- Colore: grigio
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789626

CODICE GEF

32299



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697