



Littmann Classic III - 5803 - Black Edition

Codice GEF (SKU) 32310

EAN / GTIN 00707387789558

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION •
Codice 3M: 5803 • Colore: "black edition" • Lunghezza: 69 cm • Ø
padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™
offrono una elev

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
- Codice 3M: 5803
- Colore: "black edition"
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789558

CODICE GEF

32310



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697