



## Littmann Classic III - 5807 - Blu Caraibi Finitura Arcobaleno

Codice GEF (SKU) **32313**

EAN / GTIN **00707387789572**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION •  
Codice 3M: 5807 • Colore: blu caraibi - finiture arcobaleno • Lunghezza:  
69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann®  
Classic III

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
- Codice 3M: 5807
- Colore: blu caraibi - finiture arcobaleno
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387789572**

CODICE GEF

**32313**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697