



Littmann Classic III - 5868 - Bordeaux - Finitura Nera

Codice GEF (SKU) **32317**

EAN / GTIN **00707387790349**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION •
Codice 3M: 5868 • Colore: bordeaux - finiture nero • Lunghezza: 69 cm
• Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™
offrono

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
- Codice 3M: 5868
- Colore: bordeaux - finiture nero
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387790349

CODICE GEF

32317



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697