



## Littmann Classic III - 5875 - Verde Lime - Finitura Fumo

Codice GEF (SKU) **32320**

EAN / GTIN **00707387790455**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION •  
Codice 3M: 5875 • Colore: verde lime - finiture fumo • Lunghezza: 69  
cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic  
III™ offrono

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
- Codice 3M: 5875
- Colore: verde lime - finiture fumo
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387790455**

CODICE GEF

**32320**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697