



Littmann Classic III - 5910C - Rosa Champagne - Finitura Acciaio Inox

Codice GEF (SKU) **32321**

EAN / GTIN **00707387814151**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION •
Codice 3M: 5910C • Colore: rosa champagne - finitura acciaio inox •
Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™
Littmann® Class

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
- Codice 3M: 5910C
- Colore: rosa champagne - finitura acciaio inox
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno. - sensibilità acustica elevata - doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione) - padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico - la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana - olive morbide, a massima tenuta - tubi a lunga durata di nuova generazione - la parte più piccola si converte in campana aperta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387814151

CODICE GEF

32321



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697