



Stetoscopio Riester Duplex 2.0 Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32329**EAN / GTIN **4045396195424**Confezione **1**

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - SENZA LATTICE • Codice Riester: 4201-01 • Adulti • Colore: tutto nero • Membrana: Ø 32/44 mm • Lunghezza: 74 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

4045396195424

CODICE GEF

32329

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697