



Stetoscopio Riester Duplex 2.0 Alluminio - Adulto

Codice GEF (SKU) 32330

EAN / GTIN 4045396195394

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - SENZA LATTICE • Codice Riester: 4200-03 • Adulti • Colore: blu • Membrana: Ø 32/44 mm • Lunghezza: 74 cm • Peso: 97 g Eccezionali prestazioni acustiche. S

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - SENZA LATTICE
- Codice Riester: 4200-03
- Adulti
- Colore: blu
- Membrana: Ø 32/44 mm
- Lunghezza: 74 cm
- Peso: 97 g Eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica. Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati. - doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile con supporto innovativo della membrana - archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per regolare la pressione di contatto - olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale - sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze - membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle. Forniti con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana. Made in Germany.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
32330	2 / Blu	4045396195394	1 pz.
32331	2 / Rosso	4045396195400	1 pz.

EAN / GTIN

4045396195394

CODICE GEF

32330



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it