



Stetoscopio Riester Duplex 2.0 In Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **32333**EAN / GTIN **4045396195431**Confezione **1**

STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - PER ADULTI • Codice Riester: 4210-01 • Colore: nero • Membrana: Ø 32/44 mm • Lunghezza: 74 cm • Peso: 151 g

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32333	nero	4045396195431	1
32335	blu	4045396163546	1
32336	rosso	4045396195462	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

4045396195431

CODICE GEF

32333

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697