



Stetoscopio Riester Duplex 2.0 In Acciaio Inox

Codice GEF (SKU) **32334**

EAN / GTIN **4045396195448**

STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - PER ADULTI • Codice Riester: 4210-02 • Colore: bianco • Membrana: Ø 32/44 mm • Lunghezza: 74 cm • Peso: 151 g • Latex free Gli stetoscopi Duplex® 2.0 si distinguono per le loro eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della p

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
32334		4045396195448	
32338		8023279323382	
32340		8023279323405	

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

4045396195448

CODICE GEF

32334



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697