



Stetoscopio Riester Duplex 2.0 in Acciaio Inox

Codice GEF (SKU) 32339

Confezione 1

Stetoscopio Riester Duplex 2.0 in Acciaio Inox

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

32339



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697