



Stetoscopio Piatto Allum. Erkaphon

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 32344

EAN / GTIN 4250296129640

Confezione 1

STETOSCOPI ERKAPHON ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio - nero Codice ERKA: 544 000 10 Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in alluminio, membrana Ø 44 mm. Made in Germany.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32344	azzurro	4250296129640	1
32345	blu	4250296129664	1
32346	nero	4250296157117	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

4250296129640

CODICE GEF

32344



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697