



# Stetoscopio Doppio Erkaphon

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32358**EAN / GTIN **4250296129138**Confezione **1**

STETOSCOPI ERKAPHON ERKAPHON PADIGLIONE DOPPIO - cromato - nero Codice ERKA: 541 000 10 Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in ottone cromato, membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm. Il doppio padiglione consente di passare facilmente dalla funzione membrana alla campana. La membrana è adatta all'auscultazione di frequenze alte e basse, mentre la campana è adatta per impulsi cardiaci.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C9005**

EAN / GTIN

**4250296129138**

CODICE GEF

**32358**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697