



## Littmann "classic II Infant" - 2124 - Caraibi

Codice GEF (SKU) 32376

EAN / GTIN 00707387789138

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - INFANT • Codice 3M: 2124 • Colore: blu caraibi • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 27/19 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - INFANT
- Codice 3M: 2124
- Colore: blu caraibi
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 27/19 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789138

CODICE GEF

32376



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697