



Littmann "classic II Infant" - 2157 Lampone - Rainbow

Codice GEF (SKU) **32380**

EAN / GTIN **00707387789428**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - INFANT • Codice 3M: 2157 • Colore: lampone con finiture arcobaleno • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 27/19 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - INFANT
- Codice 3M: 2157
- Colore: lampone con finiture arcobaleno
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 27/19 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789428

CODICE GEF

32380



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697