



Littmann "classic II Pediatric" - 2153 Caraibi - Rainbow

Codice GEF (SKU) 32381

EAN / GTIN 00707387789411

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO • Codice 3M: 2153 • Colore: blu caraibi con finiture arcobaleno • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 33/25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO
- Codice 3M: 2153
- Colore: blu caraibi con finiture arcobaleno
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 33/25 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789411

CODICE GEF

32381



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697