



## Littmann "lightweight II" - 2456 - Rosa

Codice GEF (SKU) 32388

EAN / GTIN 00707387789183

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. • Codice 3M: 2456 • Colore: rosa • Padiglione: Ø 44 mm • Lunghezza: 71 cm - Leggerissimo: solo 118 grammi - Padiglione in lega - Membrana fluttuante per f

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.
- Codice 3M: 2456
- Colore: rosa
- Padiglione: Ø 44 mm
- Lunghezza: 71 cm - Leggerissimo: solo 118 grammi - Padiglione in lega - Membrana fluttuante per frequenze basse ed alte

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789183

CODICE GEF

32388



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697