



Littmann "lightweight II" - 2452 Blu Caraibi

Codice GEF (SKU) 32389

EAN / GTIN 00707387789169

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. • Codice 3M: 2452 • Colore: blu caraibi • Padiglione: Ø 44 mm • Lunghezza: 71 cm - Leggerissimo: solo 118 grammi - Padiglione in lega - Membrana fluttuant

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.
- Codice 3M: 2452
- Colore: blu caraibi
- Padiglione: Ø 44 mm
- Lunghezza: 71 cm - Leggerissimo: solo 118 grammi - Padiglione in lega - Membrana fluttuante per frequenze basse ed alte

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789169

CODICE GEF

32389



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697