



Littmann "lightweight II" - 2451 Burgundy

Codice GEF (SKU) 32391

EAN / GTIN 00707387789152

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. • Codice 3M: 2451 • Colore: bordeaux • Padiglione: Ø 44 mm • Lunghezza: 71 cm - Leggerissimo: solo 118 grammi - Padiglione in lega - Membrana fluttuante p

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.
- Codice 3M: 2451
- Colore: bordeaux
- Padiglione: Ø 44 mm
- Lunghezza: 71 cm - Leggerissimo: solo 118 grammi - Padiglione in lega - Membrana fluttuante per frequenze basse ed alte

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789152

CODICE GEF

32391



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697