



## Littmann "classic II Pediatric" - 2113

Codice GEF (SKU) 32404

EAN / GTIN 00707387788735

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO • Codice 3M: 2113 • Colore: nero • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 33/25 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO
- Codice 3M: 2113
- Colore: nero
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 33/25 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387788735

CODICE GEF

32404



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697