



## Littmann "classic II Pediatric" - 2119 - Blu Caraibi

Codice GEF (SKU) **32405**

EAN / GTIN **00707387789114**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO • Codice 3M: 2119 • Colore: blu caraibi • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 33/25 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO
- Codice 3M: 2119
- Colore: blu caraibi
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 33/25 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387789114**

CODICE GEF

**32405**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697