



Littmann "classic II Pediatric" - 2113R

Codice GEF (SKU) 32406

EAN / GTIN 00707387788742

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO • Codice 3M: 2113R • Colore: rosso • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 33/25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO
- Codice 3M: 2113R
- Colore: rosso
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 33/25 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387788742

CODICE GEF

32406



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697