



Littmann "classic II Pediatric" - 2122 - Lampone

Codice GEF (SKU) **32407**

EAN / GTIN **00707387789121**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO • Codice 3M: 2122 • Colore: lampone • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 33/25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - PEDIATRICO
- Codice 3M: 2122
- Colore: lampone
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 33/25 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789121

CODICE GEF

32407



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697