



Littmann "classic II Infant" - 2114R

Codice GEF (SKU) 32411

EAN / GTIN 00707387788766

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - INFANT • Codice 3M: 2114R • Colore: rosso • Lunghezza: 71 cm • Ø padiglione: 27/19 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC II - INFANT
- Codice 3M: 2114R
- Colore: rosso
- Lunghezza: 71 cm
- Ø padiglione: 27/19 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387788766

CODICE GEF

32411



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697