



Littmann "master Cardiology" - 2160

Codice GEF (SKU) 32435

EAN / GTIN 00707387788827

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY ·

Lunghezza: 69 cm · Ø padiglione: 51 mm · Codice 3M: 2160 · Colore: nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 51 mm
- Codice 3M: 2160
- Colore: nero

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387788827

CODICE GEF

32435



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697