



Littmann "master Cardiology" - 2164 - Blu Navy

Codice GEF (SKU) 32437

EAN / GTIN 00707387788902

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY ·

Lunghezza: 69 cm · Ø padiglione: 51 mm · Codice 3M: 2164 · Colore: blu navy

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 51 mm
- Codice 3M: 2164
- Colore: blu navy

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387788902

CODICE GEF

32437



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697